

Désignation

- Cryotube 0,8ml vis ext tri-code 2d, 1d, hum avec bouchon rack 96 highbase

Référence

- 830417

Unité de vente : 960



Description

- Tube tricolore 0,8 ml, format 96
- Filetage extérieur Code 2D sur la base, code-barres linéaire 1D et numéro lisible sur le côté sans retirer les tubes des racks
- Adapté au stockage cryogénique
- Fabriqué à partir de PP vierge de haute qualité
- Max. volume de travail : 0,8 ml
- Hauteur du tube : 36,9 mm
- Diamètre intérieur : 6,5 mm
- Diamètre extérieur avec capuchon : 8,7 mm
- Centre à centre : 9,0 mm
- Hauteur totale du rack (y compris le couvercle) : 43,9 mm

