

**DÉSIGNATION :**  
IMPRIMANTE BRADYJET J2000-EU-LA-  
BS AVEC WORKSTATION LAB SUITE

**RÉFÉRENCE :**  
834368

**UNITÉ DE VENTE :**  
1



---

## DESCRIPTION :

- Imprimante de bureau - Imprimante couleur Bradyjet J2000 – Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
- Pratique et facile à utiliser, l'imprimante de bureau à jet d'encre en couleur Bradyjet J2000 peut imprimer des étiquettes haute résolution fiables pour échantillons de laboratoire. Cette imprimante est fournie avec la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Matériaux compatibles : Vinyle, Polyester, Polypropylène
- Vitesse maximum d'impression : 63.50 mm/s
- :
- Applications : Étiquetage à codes-barres;Étiquetage électrique;Identification d'installations;Identification générale;Communication des dangers;Étiquetage en laboratoire;Étiquetage Lean/5S;Marquage de tuyauteries et de vannes;Marquage d'entrepôts
- Contenu : Ce kit contient une imprimante J2000, un câble d'alimentation, un adaptateur secteur, un câble USB, un guide de démarrage, une cartouche d'encre, un rouleau d'étiquettes pour l'alignement des têtes d'impression et la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation.
- Garantie : 1 an