

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTES PP J20-235-7425J POUR
J2000 38.10x25.40mm ROULEAU DE
1250

RÉFÉRENCE :
834390

UNITÉ DE VENTE :
1250 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes en polypropylène pour l'imprimante J2000
- Résistance aux produits chimiques ; Résistance aux basses températures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : J2000
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 38,10 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -80 °C - 70 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Général ; Courbe ; Froid ; Chaud ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Flacons de cultures cellulaires ; Boîtes cryogéniques ; Racks cryogéniques