

DÉSIGNATION :

ÉTIQUETTES PP J20-249-7425J POUR
J2000 25.40x9.53mmx diam. 9.53 mm
ROUL. DE 1500

RÉFÉRENCE :

834391

UNITÉ DE VENTE :

1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes en polypropylène pour l'imprimante J2000
- Résistance aux produits chimiques ; Résistance aux basses températures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : J2000
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Jet d'encre
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle & Rond
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -80 °C - 70 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Général ; Courbe ; Froid ; Chaud ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Lamelles ; Tubes ; Flacons ; Plaques de puits