


**DÉSIGNATION :**  
RUBAN PAPIER SOLUBLE POUR BMP21  
M21-750-403 19,05mm x6,4m



**RÉFÉRENCE :**  
834603

**UNITÉ DE VENTE :**  
1 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Ruban en papier soluble pour étiqueteuses BMP21, BMP21-PLUS et BMP21-LAB
- Se dissout complètement dans l'eau sans laisser de résidus d'adhésif. ; Soluble dans l'eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21 ; BMP21-PLUS ; ID PAL ; LABPAL
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 100 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Identification générale en laboratoire