


**DÉSIGNATION :**  
RUBAN PAPIER SOLUBLE POUR  
BMP41, BMP51 ET BMP53 MC-750-403  
19,05mmx7,62m

**RÉFÉRENCE :**  
834604

**UNITÉ DE VENTE :**  
1 étiquette(s)



**DESCRIPTION :**

- Ruban de papier soluble pour les étiqueteuses BMP41, BMP51 et BMP53
- Se dissout complètement dans l'eau sans laisser de résidus d'adhésif. ; Soluble dans l'eau

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité imprimantes : BMP41 ; BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 19,05 mm (l) x 7,62 m (L)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 100 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Identification générale en laboratoire