


DÉSIGNATION :
RUBAN PAPIER SOLUBLE POUR BMP51
ET BMP53 MC-1500-403 38,10mm x
7,62m

RÉFÉRENCE :
834605

UNITÉ DE VENTE :
1 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Ruban de papier soluble pour les étiqueteuses BMP51 et BMP53
- Se dissout complètement dans l'eau sans laisser de résidus d'adhésif. ; Soluble dans l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R4310
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 38,10 mm (l) x 7,62 m (L)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 100 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Identification générale en laboratoire