

DÉSIGNATION :
PANNEAU COVID-19-GEN-FR ADHE-
SIF PERMANENT POLYESTER B-7541
262x371mm

RÉFÉRENCE :
834645

UNITÉ DE VENTE :
1 pictogramme(s)



DESCRIPTION :

- Pictogramme - signalisation - COVID-19 Informations générales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions : 371,00 mm (l) x 262,00 mm (H)
- Finitions : Brillant
- Couleur : Noir, blanc sur rouge, vert, bleu, jaune, blanc
- Forme : Rectangle
- Adhésif : Oui
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 110 °C