

DÉSIGNATION :
IMPRIMANTE BMP₅₁ AVEC LOGICIEL
BWS SUITE LABS BMP₅₁-EU-LABS

RÉFÉRENCE :
834664

UNITÉ DE VENTE :
1



DESCRIPTION :

- Imprimante mobile Brady - Étiqueteuse BMP₅₁ - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
- L'étiqueteuse BMPTM₅₁ est une imprimante portable compacte et polyvalente dotée de la technologie Bluetooth® pour l'impression sans fil. Cette étiqueteuse est équipée d'une tête d'impression 300 dpi et peut imprimer des étiquettes durables et de qualité professionnelle jusqu'à 38,10 mm de large. Elle imprime des étiquettes continues et prédécoupées à une vitesse de 25,40 mm par seconde. Avec son massicot intégré, ses cartouches faciles à charger par le haut et trois options de batterie différentes, l'étiqueteuse BMPTM₅₁ est une étiqueteuse puissante pour la création d'étiquettes à la demande. L'étiqueteuse BMPTM₅₁ possède un clavier QWERTY complet pour un fonctionnement autonome. L'étiqueteuse BMPTM₅₁ est idéale pour les applications d'étiquetage électrique, datacom, d'installations/de sécurité, de fabrication de produits et de panneaux, et de laboratoire. Cette étiqueteuse est fournie avec la suite logicielle Identification en laboratoire de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles. Cette suite combine des applications fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d'identification pour laboratoires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Matériaux compatibles : Polyester FreezerBondz, manchon thermorétractable en polyoléfine, polyester métallisé, tissu nylon, polyester, étiquette non adhésive en polyéthylène, polypropylène, étiquette non adhésive en polypropylène, ruban réfléchissant, polyester auto-protégé, vinyle auto-protégé, polyester StainerBondz, vinyle infalsifiable, vinyle, tissu vinyle
- Vitesse maximum d'impression : 25.40 mm/s
- Temps de charge : 3 heures
- Applications : Étiquetage télécom/datacom ; Étiquetage électrique ; Identification générale ; Étiquetage en laboratoire ; Étiquetage de fils et câbles
- Contenu : Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant une batterie au lithium-ion rechargeable, un câble USB, un adaptateur secteur muni d'un câble d'alimentation EU, le CD du produit, un CD de pilotes des imprimantes Brady, un guide de démarrage rapide, une carte réseau Bluetooth, la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation et une cartouche MC1-1000-422.
- Garantie : 2 ans