

**DÉSIGNATION :**  
IMPRIMANTE BBP12 AVEC LOGICIEL  
BWS SUITE LABS BBP12-EU-U-LABS

**RÉFÉRENCE :**  
834667

**UNITÉ DE VENTE :**  
1



---

## DESCRIPTION :

- Imprimante de bureau - Imprimante BBP12 300 dpi – Version EU avec dérouleur et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
- L'imprimante Brady BBP™12 est une imprimante de bureau à transfert thermique d'entrée de gamme, compacte, fiable et économique. Elle est idéale pour les clients ayant besoin d'imprimer de faibles volumes sur de nombreux consommables différents pour les marchés de l'électricité, des télécom/datacom, des laboratoires et de l'électronique spécialisée. Celle-ci vous permet d'imprimer des étiquettes, des rubans, des marqueurs de câble, des manchons et bien plus encore. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle Identification en laboratoire de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles. Cette suite combine des applications fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d'identification pour laboratoires.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Matériaux compatibles : Tissu nylon, papier, polyester, polyéthylène, polyimide, polyoléfine (manchons), polypropylène, polyéther-polyuréthane thermoplastique, vinyle, tissu vinyle, vinyle extérieur, vinyle auto-protégé
- Vitesse maximum d'impression : 101.60 mm/s
- Applications : Étiquetage pour la santé et les hôpitaux;Étiquetage en laboratoire
- Contenu : Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un dérouleur, un câble USB, un câble d'alimentation, le CD du produit, un guide de démarrage rapide et la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation.
- Garantie : Non renseigné