

**DÉSIGNATION :**

IMPRIMANTE i7100-300P-EU-LAB+VLA  
SUITE LABS ET ETIQUETAGE DE TUBES  
AUTOMATIQUE

**RÉFÉRENCE :**

834772

**UNITÉ DE VENTE :**

1



**DESCRIPTION :**

- Imprimante de bureau - Imprimante BradyPrinter i7100 300 dpi – Version EU avec fonction de prédécollement, applicateur d'étiquettes pour tubes et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
- L'imprimante de bureau industrielle à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d'imprimer de gros volumes. Automatisez l'identification des tubes grâce à l'applicateur d'étiquettes pour tubes qui imprime et applique des étiquettes sur les tubes en moins de 2 secondes. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle Identification en laboratoire de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles. Cette suite combine des applications fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d'identification pour laboratoires.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Matériaux compatibles : Non renseigné
- Vitesse maximum d'impression : 150.00 mm/s
- Applications : Étiquetage en laboratoire
- Contenu : Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un applicateur d'étiquettes pour tubes, un câble d'alimentation EU, 2 mandrins vides pour rubans encres, un câble USB, le CD du produit contenant le pilote, le manuel d'utilisation en plusieurs langues, le manuel de configuration/paramètres en anglais, un manuel d'utilisation imprimé en anglais et la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation.
- Garantie : 2 ans