

Désignation

- Etiquettes Brady

Référence

- 835658

Unité de vente

80 étiquettes



Description

Étiquettes de laboratoire en polyester auto-protégées pour cryogénie pour étiqueteuses M510, BMP51 et M511

Caractéristiques techniques

- Matériau : Polyester auto-protégé
- Propriétés des matériaux : Adapté aux autoclaves, Optiquement transparent, Stockage cryogénique
- Epaisseur (mm) : 0.048 mm
- Couleur : Noir sur blanc, transparent
- Environnement : Autoclave, Azote liquide, Bain d'eau bouillante (100 °C), Congélateur
- Température d'utilisation °C : 110 °C
- Température d'utilisation minimum °C : -196 °C
- Adhésif : Acrylique permanent
- Finition : Mat
- Attributs de performances : Résistant aux basses températures, Résistant aux solvants/produits chimiques
- Surface : Pour des surfaces lisses
- Dimensions - Largeur (mm) : 95.25 mm
- Dimensions - Hauteur (mm) : 38.10 mm
- Zone imprimable - Hauteur (mm) : 38.10 mm
- Zone imprimable - Largeur (mm) : 31.75 mm
- Répétition verticale (mm) : 98.43 mm
- Dimensions de la fiole/du tube (ml) : 15.0 mL
- Largeur du média (mm) : 46.02 mm
- Compatibilité imprimante : BMP51, BMP53, M510, M511

