



PureNeutral

GEL LAVANT SANS PARFUM

- Réf 838729 - bidon 5 litres (PURENEUTRAL)
- Réf 838838 - Poche 3L avec robinet 3L (PURENEUT-BAG)
- Réf 838727 - Flacon avec pompe 1 litre (PURENEUTRAL1P)
- Réf 838725 - recharge 750 mL (RPURENEUTRAL)
- Réf 838724 - flacon pompe 500mL (PURENEUTRAL500ML)

Cosmétique écologique certifié par Ecocert Greenlife
98% du total est d'origine naturelle



HYGIÈNE DES MAINS



HYGIÈNE DES CORPS



CHEVEUX



ECO-RECHARGE

PURE NEUTRAL est un gel lavant enrichi en glycérine laissant la peau douce après lavage.

Sa mousse onctueuse a été formulée spécialement pour un lavage des mains agréable.

Son pH, proche de celui de la peau, n'agresse et n'assèche pas.

Formulé sans parfum.

Domaines d'application :

domaine médical, labos, bureaux, collectivités, restaurant,...

ENRICHIE EN GLYCÉRINE

MOUSSE ONCTUEUSE

SANS PARFUM




Nos produits sont fabriqués selon le strict cahier des charges d'ECOCERT Greenlife qui certifie que l'ensemble des produits de la gamme « Pure Part de Nature » répondent à la dénomination « COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur <http://cosmos.ecocert.com> ».



CONDITIONNEMENT :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLUO : 29 mois



Geste éco-responsable : rincer l'emballage à la dernière utilisation et utiliser l'eau de rinçage.

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Éco-conseil : pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Afin de préserver votre santé et la protection de l'environnement, déposez vos déchets chimiques (catégorie «entretien de la maison» en point de collecte et en déchetterie. Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine. Pour plus d'informations : <https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/>

MÉTHODOLOGIE



Dilution : une dose = 1ml. (1) Appliquer une dose de PURE NEUTRAL sur mains mouillées. (2) Frotter pendant 30 secondes sans oublier les espaces interdigitaux, les ongles, les pouces et les poignets. (3) Rincer à l'eau claire. (4) Sécher avec un système à usage unique.



Dilution : Deux à trois doses. (1) Sous la douche ou dans le bain, après avoir mouillé la peau. (2) Appliquer à l'aide d'une éponge naturelle ou d'un gant de toilette. (3) Rincer à l'eau claire. (4) Sécher avec une serviette propre.



Dilution : deux à cinq doses. (1) Sous la douche ou dans le bain, après avoir mouillé les cheveux. (2) Appliquer sur les cheveux et masser pour faire mousser. (3) Rincer à l'eau. (4) Sécher.

⚠ Contre-indications - Précaution d'emploi : utiliser dans son emballage d'origine ou transvaser dans tous types de distributeur spécifique à cet usage, préalablement rincé et désinfecté.

RÉGLEMENTATION

INCI : AQUA, SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, , CITRIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM SALICYLATE

Respecter les précautions d'emploi.

Usage strictement professionnel.

Usage externe uniquement. Ne pas avaler. Ne pas appliquer dans les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. Conforme au règlement cosmétique 1223/2009 (CE). Conforme critères recommandés par la norme NF ISO 11930. Stabilité : 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5 et 40°C.