

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	840523
<b>Désignation</b>	Portoirs



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Rigide
- ✓ Pour 80 microtubes 1,5 ml ou 2 ml
- ✓ Repérage alphanumérique
- ✓ Poignées latérales
- ✓ Utilisables de -90 °C à 121 °C (autoclavables)
- ✓ Economique
- ✓ Dimensions : 228,2 x 66,5 x 27,2mm
- ✓ Coloris : jaune fluo

### Unité de vente :

1 Portoir