

FICHE TECHNIQUE

Référence	840531
Désignation	Rack Isofreeze PCR



Description :

- Maintient la température stable à 4°C des échantillons thermo-sensibles pendant 4 heures
- Changement de couleur du vert au jaune au fur et à mesure qu'il se réchauffe
- Livré avec couvercle
- Le gel contenu est non toxique et non dangereux
- Version PCR pour plaques 96 ou barrettes ou microtubes PCR de 0,2 ml (8x12 emplacements)
- Dimensions avec couvercle : 44 x 99 x 141 mm
- Dimensions sans couvercle : 38 x 99 x 141 mm

Unité de vente :

2 Racks Isofreeze PCR
