

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	840590
<b>Désignation</b>	Microtube à fermeture ferme 0,5 ml



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec graduations
- ✓ Avec surface d'inscription
- ✓ Avec capuchon à fermeture ferme garantissant l'absence d'ouverture accidentelle lorsque le microtube est chauffé
- ✓ Exempt de RNase, DNase et d'ADN
- ✓ Centrifugeable à 20 000 g (max. 35 000 g)
- ✓ Autoclavable à +121°C
- ✓ Congelable à -90°C
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Volume 0,5 ml

### Unité de vente :

1000 Microtubes à fermeture ferme 0,5 ml

---