

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	840593
<b>Désignation</b>	Microtubes



### Description :

- ✓ En polypropylène gradué, avec surface d'inscription
- ✓ Centrifugeables à 20 000 g (max. 35 000 g)
- ✓ Capuchon à fermeture ferme, garantissant l'absence d'ouverture accidentelle lorsque le microtube est chauffé
- ✓ Autoclavables à 121 °C, congelable à - 90 °C
- ✓ Excellente transparence
- ✓ Volume : 0,5 ml
- ✓ Coloris : assortis

### Unité de vente :

1000 Microtubes