

FICHE TECHNIQUE

Référence	840601
Désignation	Microtubes à fermeture ferme



Description :

- ✓ En polypropylène gradué, avec surface d'inscription
- ✓ Centrifugeables à 20 000 g (max. 35 000 g)
- ✓ Capuchon à fermeture ferme, garantissant l'absence d'ouverture accidentelle lorsque le microtube est chauffé
- ✓ Autoclavables à 121 °C, congelable à - 90 °C
- ✓ Excellente transparence
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Coloris : jaune

Unité de vente :

500 Microtubes