

Désignation

- Microtube à fermeture ferme, volume 2 ml coloris vert

Référence

- 840609

Unité de vente : 500



Description

- En polypropylène gradué, avec surface d'inscription
- RNase et DNase free, exempts d'ADN humain
- Centrifugeables à 20 000 g (max. 35 000 g)
- Capuchon à fermeture ferme, garantissant l'absence d'ouverture accidentelle lorsque le microtube est chauffé
- Autoclavables à 121 °C, congelable à - 90 °C
- Excellente transparence
- Volume 2 ml
- Matériau Polypropylène
- Température -90 à 121 °C
- Couleur vert
- Autoclavable
- RNase/DNase free
- Gradué : oui
- Zone de marquage : oui
- Centrifugation : 20 000 g (max. 35 000 g)

