


## Désignation

- Microtube à fermeture ferme, volume 2 ml coloris violet

## Référence

- 840612

Unité de vente : 500



---

## Description

- En polypropylène gradué, avec surface d'inscription
  - RNase et DNase free, exempts d'ADN humain
  - Centrifugeables à 20 000 g (max. 35 000 g)
  - Capuchon à fermeture ferme, garantissant l'absence d'ouverture accidentelle lorsque le microtube est chauffé
  - Autoclavables à 121 °C, congelable à - 90 °C
  - Excellente transparence
- Volume 2 ml
- Matériau Polypropylène
- Température -90 à 121 °C
- Couleur Violet
- Autoclavable
- RNase/DNase free
- Gradué : oui
- Zone de marquage : oui
- Centrifugation : 20 000 g (max. 35 000 g)
- Fermeture ferme

