

FICHE TECHNIQUE

Référence	840615
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ En PP
- ✓ A ouverture facile Snap-Seal
- ✓ Gradué
- ✓ Capuchon avec surface d'inscription
- ✓ Centrifugeable à 20 000 g (max 35 000 g)
- ✓ Résistants aux bains à 100°C
- ✓ Autoclavables à 121°C
- ✓ Congelables à -90C
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Volume 1,5 ml

Unité de vente :

500 Microtubes