

FICHE TECHNIQUE

Référence	840617
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ Microtubes à ouverture facile Snap-Seal
- ✓ En polypropylène gradué, avec surface d'inscription
- ✓ Centrifugeables à 20 000 g (max. 35 000 g)
- ✓ Capuchon avec surface d'inscription
- ✓ Excellent compromis entre ouverture facile et fermeture résistant aux bains à 100 °C
- ✓ Autoclavables à 121 °C, congelables à - 90 °C
- ✓ Excellente transparence
- ✓ Volume : 1.5 ml
- ✓ Couleur : orange

Unité de vente :

500 Microtubes
