

FICHE TECHNIQUE

Référence	840619
Désignation	Microtube 1,5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : violet
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon snap large
- ✓ Excellente transparence

Certificats :

- ✓ Stérile : non, exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -80°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 20 000 g
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 10,7 x 41 mm

Unité de vente : 500 Microtubes