

FICHE TECHNIQUE

Référence	840621
Désignation	Barrette 4 tubes 0.1ml avec barrette de bouchons



Description :

- ✓ Barrettes de 4 tubes 0,1 ml et 4 bouchons
- ✓ Polypropylène transparent
- ✓ Uniformité température et optique
- ✓ Compatible avec les instruments QIAGEN®/Corbett Rotor-Gene®.
- ✓ Certifié exempt de RNase, DNase, ADN, inhibiteurs de PCR détectables et testé apyrogène.

Unité de vente :

250 Barrettes
