


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	840640
<b>Désignation</b>	Boîte CryoFreeze



### Description :

- ✓ Boîte en polycarbonate très résistant
- ✓ Pour 25 tubes (5x5) de 1 à 2 ml
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Couvercle transparent
- ✓ Index numérique sur la base de la boîte
- ✓ Trous et événements de ventilation pour un meilleur drainage, sur le fond et sur le couvercle

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour tubes Ø 12 mm, hauteur max 49 mm
- ✓ Pour des températures allant jusqu'à -196°C
- ✓ Dimensions : 76 x 76 x 54 mm

### Unité de vente :

5 Boîtes CryoFreeze