

Désignation

- Plaque Deepwell 96 puits ronds
1,1 ml - non stérile

Référence

- 840879

Unité de vente : 50



-
- Plaque Deepwell 96 puits ronds - 1,1 ml - non stérile
 - Idéales pour le stockage à long terme
 - HTS, compatibles avec la plupart des robots
 - Format SBS, ANSI/SLAS 1/2004
 - Centrifugation à 4 000 x G.
 - Bords des puits légèrement relevés pour faciliter le scellage avec films et tapis
 - Ultra-clear pour une bonne visualisation des échantillons
 - En polypropylène vierge pour une bonne récupération des échantillons, ainsi que bonne résistance chimique et stockage à long terme
 - Indexation alphanumérique moulée sur les axes A-H et 1-12.
 - Les bords surélevés sur chaque puits facilitent l'étanchéité sécurisée avec des films et des tapis d'étanchéité.
 - Empilables
 - Sans DNase RNase - Sans ADN Humain - Sans inhibiteur de PCR
 - Plage de température : -80°C à +121°
 - Volume 1,1 ml
 - Matériau : Polypropylène
 - Autoclavable
 - Nombre puits 96