

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	841413
<b>Désignation</b>	Pipette de sérologie 1 ml



### Description :

- ✓ Pipette de sérologie à ouverture large en polystyrène
- ✓ Cotonnée
- ✓ Graduations par intervalle de 0,1
- ✓ Stérile – stérilisée par irradiation gamma
- ✓ Idéale pour les liquides épais et visqueux ou des solutions contenant des particules risquant de bloquer des pipettes standards
- ✓ En emballage individuel
- ✓ Volume 1 ml

### Unité de vente :

500 Pipettes de sérologie 1 ml

---