

Désignation

- Thermomètre traçable -50 a+70°C jumbo avec sonde externe

Référence

- 842142

Unité de vente : 1



Description

- Thermomètre numérique traçable pour réfrigérateur/congélateur avec calibrage ; 1 sonde de bouteille de 5 ml
- Surveillez les températures minimales et maximales, le tout d'un seul coup d'œil
- Comprend un certificat NIST-Traceable du laboratoire d'étalonnage accrédité A2LA (1750.01)
- Les chiffres géants de 2.5 cm de haut, faciles à visualiser, peuvent être lus à une distance de 30 cm
- Les sondes en bouteille en verre sont scellées et remplies d'une solution de glycol non toxique
- Capteur avec câble de 3 mètres
- Comprend un flacon de 5 ml qui tient dans le bac à vaccins
- Type de mesure du compteur : Indicateur numérique
- Nombre de canaux de sonde 1
- Température minimale : -50°C
- Température maximale : 70°C
- Résolution 1°
- Alarme
- Fonction Min/Max
- Affichage 2,5 cm
- Hauteur 10x7x20 cm
- Batterie : Pile AAA

