

Désignation

- Décompteur

Référence

- 842232


Unité de vente

1 Décompteur



Description

Grâce à ses trois touches, ce minuteur compact est incroyablement facile à prendre en main et à utiliser. Il compte à rebours à partir de 99 minutes et 59 secondes par incréments de 1 seconde. L'alarme retentit pendant 30 secondes, puis s'éteint automatiquement. La mémoire unique réinitialise l'affichage à la dernière durée programmée pour une répétition rapide des tests de routine.



Caractéristiques techniques

- Capacité de chronométrage : 99 minutes, 59 secondes
- Modes de chronométrage : Compte à rebours
- Sens du compte à rebours
- Nombre de canaux : 1
- Résolution : 1 s
- Précision : $\pm 0,01\%$
- Alarme : Sonore
- Affichage : LCD une ligne, 4 chiffres, 19 mm (3/4 po)
- Boîtier : Plastique ABS
- Certifications : Traçabilité NIST
- Hauteur (in) : 6,35 mm
- Profondeur (in) : 1,25 mm
- Largeur (in) : 6,35 mm