

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	844038
<b>Désignation</b>	Portoir en acier



### Description :

- ✓ En acier inoxydable
- ✓ Revêtement RILSAN
- ✓ Dimension : 72 x 55 x 55 (L x l x h en mm)
- ✓ Nombre de tubes : 4 x 3
- ✓ Poids emballé : 102 g
- ✓ Dimension emballée : 7,5 x 7,5 x 5,5 cm
- ✓ Diamètre : 13 mm

### Unité de vente :

1 pièce

---