

# Agitateur Vortex Greiner Bio-One, vitesse de 200 à 3200 tr/min

Ref 844070



## — Informations principales

Description du produit:	Agitateur Vortex Greiner Bio-One, vitesse de 200 à 3200 tr/min
Stérile:	non-sterile
Conditionnement:	1
Sous conditionnement :	1
Conditionnement minimal de Vente	1

## — Emballage

Poids emballage:	0,00 kg
Dimension emballage:	48 x 40 x 25 mm
Conditionnement:	1
Sous conditionnement :	1

## — Informations détaillées

Volume de remplissage (ml)\n:	0.00
-------------------------------	------