

Désignation

- Pointes de micropipettes 0,5-200µl extended en rack unitaire sterile

Référence

- 845145

Unité de vente : 960



Caractéristiques

- Bord large : Non
- Compatibilité Appareil/Instrument : Picus® NxT, Picus®, Tacta®, Proline® Plus, Mline®, Proline®, Conception universelle et Picus® 2.
- Longueur étendue : Oui

Dimensions

- Dimensions (LxPxH) : 430 x 250 x 90 mm
- Longueur : 77.5 mm

Information Produit

- Emballage : Single Tray
- Marque : Safetyspace®
- Nombre d'unités : 960
- Type de pointe : Pointe à filtre

Stérilité/Pureté

- Pureté : Préstérilisé & exempt de DNase, RNase, ADN humain et endotoxines
- & exempt de DNase, RNase, ADN humain et endotoxines

Volume

- Volume : 200 µL

