

Désignation

- Pointes de micropipettes 10-1000 μ l extended en rack unitaire sterile

Référence

- 845146

Unité de vente : 768



Caractéristiques

- Bord large : Non
- Compatibilité Appareil/Instrument : Picus® NxT, Picus®, Tacta®, Proline® Plus, Mline®, Proline®, Conception universelle et Picus® 2.
- Longueur étendue : Oui

Dimensions

- Dimensions (LxPxH) : 450 x 255 x 90 mm
- Longueur : 102 mm

Information Produit

- Emballage : Single Tray
- Marque : Safetyspace®
- Nombre d'unités : 768
- Type de pointe : Pointe à filtre

Stérilité/Pureté

- Pureté : Préstérilisé & exempt de DNase, RNase, ADN humain et endotoxines

Volume

- Volume : 1000 μ L

