

## Désignation

- Pointes à filtre SAFETYSpace 100-5000µL en rack

## Référence

- 845147

Unité de vente : 50



---

## Description

- Pointe à filtre
- Volume : 5000 µl
- Compatibilité Appareil/Instrument :  
Picus® NxT  
Picus®  
Tacta®  
Proline® Plus  
Mline®  
Proline®
- Conception universelle
- Dimensions WxDxH : 430 × 135 × 125 mm
- Longueur : 32 mm
- Marque Safetyspace®
- Pré-stérilisé et exempt de DNase, RNase, ADN humain et endotoxines

