

Désignation

- Entonnoir de filtration Sartolab BT 150 ml
Seuil : 0,22 μm

Référence

- 845216

Unité de vente : 12



Description

- Sartolab BT 150 PES 0.22 μM
- Prêtes à l'emploi
- Unités complètes ou entonnoirs pour flacon col 45 mm
- Pour filtration sous vide de solutions de 150 ml à 1 litre
- Surface de filtration augmentée pour un meilleur débit de filtration
- Membrane PES optimisée pour faible adsorption aspécifique des protéines
- Stérilisation radiation E-beam (SAL 10^{-6})
- Entonnoirs de filtration avec couvercle et adaptateur de prise de vide
- Graduations et zones de marquage
- Volume : 150 ml
- Col : 45 mm
- Seuil de filtration : 0,22 μm
- Modèle : Sartolab BT

