

Mini bloc chauffant avec cadrant digital  
Plage de T°C : Amb +5° à +100°C,  
[11,2x15x10cm], 0,9kg, Greiner Bio-One



Ref 848070

#### — Informations principales

**Description du produit:** Mini bloc chauffant avec cadrant digital  
Plage de T°C : Amb +5° à +100°C, [11,2x15x10cm],  
0,9kg, Greiner Bio-One

**Stérile:** non-sterile

**Conditionnement:** 1

**Sous conditionnement :** 1

**Conditionnement minimal de  
Vente** 1



#### — Emballage

**Poids emballage:** 0,00 kg

**Dimension emballage:** 112 x 150 x 100 mm

**Conditionnement:** 1

**Sous conditionnement :** 1