

# BLOCK, 40 X 0,2 ML TUBES

OR 5 PCR 8-TUBE STRIPS



Référence produit: 848902

## — Informations principales

Description du produit:	BLOCK, 40 X 0,2 ML TUBES
Stérile:	non-sterile
Conditionnement:	1
Sous conditionnement :	1

## — Emballage

Poids emballage:	0,56 kg
Dimension emballage:	0 x 0 x 0 mm
Conditionnement:	1
Sous conditionnement :	1

## — Informations détaillées

Volume de remplissage (ml)\n:	0.00
-------------------------------	------