

BLOCK, 4 X 15 ML CENTRIFUGE TUBES



Référence produit: 848915

— Informations principales

Description du produit:	BLOCK, 4 X 15 ML CENTRIFUGE TUBES
Stérile:	non-sterile
Conditionnement:	1
Sous conditionnement :	1

— Emballage

Poids emballage:	0,00 kg
Dimension emballage:	0 x 0 x 0 mm
Conditionnement:	1
Sous conditionnement :	1

— Informations détaillées

Volume de remplissage (ml)\n:	0.00
-------------------------------	------