

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	851028
<b>Désignation</b>	Sacs autoclavables Biohazard



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Indicateur de stérilisation
- ✓ Symbole et mention Biohazard
- ✓ Autoclavables à 134°C
- ✓ Volume 60 l
- ✓ Epaisseur 50 µm
- ✓ Dimension (L x l) 60 x 80 cm

### Unité de vente :

100 Sacs autoclavables Biohazard