

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	851031
<b>Désignation</b>	Sacs autoclaves Biohazard



---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Coloris rouge
- ✓ Indicateur de stérilisation
- ✓ Autoclavables à 134°C
- ✓ Volume 60 l
- ✓ Epaisseur 50 µm
- ✓ Dimension (L x l) 60 x 80 cm

### Unité de vente :

500 Sacs autoclaves Biohazard

---