



Votre partenaire HACCP  
Contrôles d'hygiène / Thermométrie / Hygiène générale

## TAPIS DE DESINFECTATION

### STOPPEZ EFFICACEMENT LA CONTAMINATION TRANSPORTEE

Verser notre désinfectant, après l'avoir dilué, sur le tapis.

Un simple passage sur ce tapis désinfecte les roues de chariots et les semelles des chaussures.

#### Applications

- Du fait de son efficacité pour contrer la contamination transportée, ce tapis est de plus en plus utilisé en restauration collective et commerciale, en industrie agroalimentaire, au sein des métiers de bouche, des hôtels restaurants, laboratoires...
- Le tapis se place à l'entrée des zones de production pour en conserver la propreté et diminuer les risques de contamination. Il suffit de le poser. Il ne glisse pas.

#### Caractéristiques

- 2 tailles disponibles :
- Dimensions : tapis 90 x 65 x 4 cm.
  - Dimensions : tapis 180 x 90 x 4 cm.
  - Housse étanche verte en polyester renforcé.
  - Mousse imputrescible en polyester synthétique.
  - Enveloppe micro perforée en polyéthylène.



#### Mode d'emploi

- Diluer 20 ml de désinfectant dans 4 litres d'eau pour le tapis 90 x 65 cm, puis verser l'ensemble sur le tapis.
- Diluer 60 ml de désinfectant dans 12 litres d'eau pour le tapis 180 x 90 cm, puis verser l'ensemble sur le tapis.
- Recharger en désinfectant régulièrement en fonction du trafic.

#### Références

- Tapis 90 x 65 x 4 cm : réf. 002000.
- Tapis 180 x 90 x 4 cm : réf. 002001.
- Carton de 2 bidons de 5 litres de désinfectant concentré (réf. 003970). A diluer à 0.5% avant utilisation. Agréé contact alimentaire. Homologué bactéricide.