

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	853024
<b>Désignation</b>	Thermomètre alarme



### Description :

- ✓ Gamme : -50 à +300°C
- ✓ Résolution : 0.1°C
- ✓ Précision :  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  (de -20 à 120°C)  
 $\pm 2^{\circ}\text{C}$  (de -50 à -20.1°C) et (120.1 à 220°C)  
 $\pm 3^{\circ}\text{C}$  (de 200.1 à 300°C)
- ✓ Pile : 2 x 1.5V type AAA
- ✓ Livré avec sonde thermistance
- ✓ Affichage : LCD avec rétroéclairage
- ✓ Fonctions :
  - Auto Off
  - Min/Max
  - Minuteur
  - Alarme 92 db en cas de dépassement alarme
- ✓ Dimensions : 19 x 70 x 152mm
- ✓ Poids : 175g

### Unité de vente :

1 Thermomètre alarme