

# THERMOMÈTRE MULTI-USAGES ÉCONOMIQUE

**Thermomètre calibrable, étanche IP 67, livré avec certificat de calibrage.**

**Très précis  $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ , fonctions Mini / Maxi / Hold.**

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- ❑ Plage de température :  $-40$  à  $+150^{\circ}\text{C}$ .
- ❑ **Très précis :  $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ .**
- ❑ Résolution :  $0,1^{\circ}\text{C}$ .
- ❑ Fonctions Mini, Maxi, Hold.
- ❑ **Thermomètre calibrable.**
- ❑ **Livré avec un certificat de calibrage usine.**
- ❑ **Étanche IP67.**
- ❑ **De nombreuses sondes en options peuvent être connectées sur l'appareil.** Attention, l'appareil est livré sans sonde.
- ❑ Dimensions :  $32 \times 71 \times 141 \text{ mm}$
- ❑ Poids :  $220 \text{ g}$ .
- ❑ Piles :  $3 \times 1.5 \text{ V AAA}$  (durée de vie 3 à 5 ans).

**$-40$  à  $+150^{\circ}\text{C}$   
en  $0,1^{\circ}\text{C}$   
 $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$**




004620	Thermomètre Hygi-20P
004625	Étui de protection
004630	Sonde pénétration
004635	Sonde d'ambiance
004640	Sonde produits congelés
004645	Sonde T° entre 2 cartons
004650	Clé de calibrage $-18^{\circ}\text{C}$
004655	Clé de calibrage $0^{\circ}\text{C}$
004660	Clé de calibrage $+3^{\circ}\text{C}$
004665	Clé de calibrage $+70^{\circ}\text{C}$
004670	Clé de calibrage $+100^{\circ}\text{C}$




004625




004650




004630



004640



004645



004635