

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	853045
<b>Désignation</b>	Thermomètre



### Description :

- ✓ Thermomètre pour sonde thermocouple K
- ✓ Plage de température : -99.9 à 1370°C
- ✓ Résolution : 0.1°C (-99.9 à 299.9°C)
- ✓ Résolution : 1°C (300 à 1370°C)
- ✓ Précision :  $\pm 0.4^{\circ}\text{C} \pm 0.1\%$  valeur mesurée
- ✓ Ecran : Retro éclairé
- ✓ Fonction : Min/Max
- ✓ Pile : 3 x 1.5V
- ✓ Boitier : ABS
- ✓ Dimensions : 25 x 56 x 128mm
- ✓ Poids : 130g
- ✓ IP : 64 (avec étui de protection)
- ✓ Livré sans sonde

### Unité de vente :

1 Thermomètre

---