

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	853047
<b>Désignation</b>	Thermomètre Pt100



### Description :

- ✓ Capteur : Pt100
- ✓ Plage de température : -70 à +200°Cxxx
- ✓ Résolution : 0.01°C ou 0.1°Cxx
- ✓ Précision :  $\pm 0.07^{\circ}\text{C}$  (-29.99 à 149.99°C)
- ✓ Précision :  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  (Gamme restante)
- ✓ Livré avec certificat UKAS en 5 points (-18°C ; 0°C ; 40°C ; 70°C et 100°C)
- ✓ IP67
- ✓ Auto off au bout de 10 minutes
- ✓ Dimensions : 19 x 47 x 153 mm
- ✓ Poids : 97 grammes
- ✓ Piles : 2 x CR2032
- ✓ Garantie : 2 ans

### Unité de vente :

1 Thermomètre