

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	853069
<b>Désignation</b>	Mini étuve pour 3 lames gélosées



### Description :

- ✓ Température réglable de TA+5°C à +44°C
- ✓ Pré réglée à 36°C
- ✓ Livré avec un thermomètre et un portoir pour 3 lames
- ✓ Dimensions externes : ø 12 cm x H 15 cm
- ✓ Dimensions internes : ø 8 cm x H 10 cm
- ✓ Poids : 230 g
- ✓ Puissance : 15 W / 230 V

### Unité de vente :

1 étuve