

FICHE PRODUIT

BOITES CONTACT ATL® SABOURAUD au CHLORAMPHENICOL pour la RECHERCHE des LEVURES MOISSURES

Composition

Peptone Mycologique	10,00 g
Glucose	40,00g
Chloramphénicol	0,4 g
Agar	15,00 g
Solution neutralisante	100 ml
Eau distillée sur verre qsp	1000 ml

pH $5,6 \pm 0,2$ à 25°C

Présentation

Pack de 20 boîtes contact D 65 ext. H 15 mm - réf. 049140

Conservation

4 / 15° C jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage

Utilisation

Contrôle de l'état de désinfection des surfaces par application d'une masse constante pendant 10 secondes, ou de l'aéro-biocontamination à l'aide d'un bio-collecteur.

Incubation : 4 à 5 jours de 20°C à 25° C