




Votre partenaire HACCP

Contrôles d'hygiène / Thermométrie / Hygiène générale

## Pochettes Adhésives

Référence 900959



Fermeture de la poche assurée par un aimant pour faciliter son utilisation.

Positionnement parfait de la poche grâce aux deux bandes adhésives placées au dos.

Ne laisse pas de traces.

Pochette en PVC souple antireflets.

Peut contenir jusqu'à 10 feuilles de papier d'épaisseur 80 gr.

Se décolle et se recolle sur toute surface lisse.

Pour document format A4.

Livré par sachet de 5 pochettes –  
Dimensions : 440 x 225 x 8 mm

Référence 900980 : pack de 5 pochettes identiques (réf 900959) mais avec dos magnétique.



## HYGI-PLUS

ZA LES PETITES GUIGNERIES - 85320 LA BRETONNIERE LA CLAYE

Tél. 02 51 28 05 83 - Fax. 02 51 28 06 94

info@hygiplus.com - www.hygiplus.com