

FICHE TECHNIQUE

Référence	853280
Désignation	Thermohygromètre



Description :

- ✓ Capteurs internes
- ✓ Gamme température : 0 à 50°C
- ✓ Gamme humidité : 10 à 99% HR
- ✓ Résolution température : 0.1°C
- ✓ Résolution humidité : 1%HR
- ✓ Précision température : $\pm 1^\circ\text{C}$
- ✓ Précision humidité : $\pm 5\%\text{HR}$
- ✓ Fonctions : Max, Min (pour les 2 paramètres)
- ✓ Dimensions : 20 x 100 x 110mm
- ✓ Poids : 135 grammes

Unité de vente :

1 Thermohygromètre
