

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	853281
<b>Désignation</b>	Thermohygromètre



### Description :

- ✓ Capteurs interne et externe
- ✓ Gamme température (capteur interne) : 0 à 50°C
- ✓ Gamme température (capteur externe) : -20 à 70°C
- ✓ Gamme humidité (capteur externe) : 10 à 99% HR
- ✓ Résolution température : 0.1°C
- ✓ Résolution humidité : 1%HR
- ✓ Précision température :  $\pm 1^\circ\text{C}$
- ✓ Précision humidité :  $\pm 5\% \text{HR}$
- ✓ Fonctions : Max, Min (pour les 2 paramètres)
- ✓ Dimensions : 20 x 100 x 110mm
- ✓ Poids : 170 grammes

### Unité de vente :

1 Thermohygromètre

---